





Aspen









MEDICAL PRODUCTS

ASPEN OA KNEE+

OSTEOARTHRITIS KNEE BRACE
OSTEOARTHRITIS-KNIEORHTHESE
ÓRTESIS DE RODILLA PARA OSTEOARTRITIS
GINOCCHIERA PER L'OSTEOARTRITE
ORTHÈSE POUR ARTHROSE DU GENOU
KNIEBRACE TEGEN ARTHROSE
KOLENNÍ ORTÉZA PRO OSTEOARTRÓZU
ΚΝΕΒΩΛΕ ΤΙΛ ΣΛΙΔΙΓΤ
ΝΑΡΘΗΚΑΣ ΓΟΝΑΤΟΥ ΓΙΑ ΟΣΤΕΟΑΡΘΡΙΤΙΔΑ
KNESTØTTE FOR OSTEOARTRITT
ORTEZA KOLANOWA DLA PACJENTÓW Z CHOROBY ZWYRODNIONOWĄ STAWÓW
POLVEN NIVELRIKKO-ORTOOSI
KNÄSTÖD FÖR ARTROS
Κολληνην ορτζεσ προ οστεοαρτροσε
Joelheira para osteoartrite
骨关节炎膝关节炎架



Aspen Medical Products, LLC
6481 Oak Canyon, Irvine, CA 92618-5202 USA
aspempp.com • +1-800-295-2776 • +1-949-681-0200
©2021 Aspen Medical Products, LLC. All Rights Reserved.
LB0037C revised 12/2021



ENGLISH
1. FITTING THE BRACE
A. Before fitting the brace, ensure all brace fasteners are open by pressing the button on the side of the fastener.
B. While sitting, bend the knee joint slightly (approximately 30°).
C. Position the brace on the side of the leg so that the center of the hinge lines up with the center of the patella.
D. Close fasteners starting with the strap directly below the knee labeled 1. Adjust and tighten the strap so that it is comfortable for the patient and prevents the brace from migrating. Continue closing the fasteners following the order sequence 2, 3, 4 adjusting the straps at each step.
E. Use the adjustment tool to set the appropriate degree of unloading. Clockwise decreases unloading and counterclockwise increases unloading. While the patient is sitting, turn the adjustment screw 1/8 to a 1/4 turn at a time and evaluate patient before adjusting further.

2. DONNING AND DOFFING THE BRACE
A. To take off the brace, press and release the fasteners until all straps are released.
B. To reapply, simply click the fasteners in place.

3. ADJUSTING THE RANGE OF MOTION
If required, flexion / extension limits can be set. Remove the condyle pad and remove the screw for the limit stop. Remove the limit stop from the hinge and insert the required angular degree. Secure the inserted limit stop with the screw.
Limits available are:
-Extension: 0°, 5°, 15°, 20° and 25°
-Flexion: 0° (180°), 30°, 45°, 60°, 75° and 90°

4. STRAP LENGTH ADJUSTMENT
To determine the required length, open the strap pad, open the end of the binding strap, separate the hook and loop material and the binding strap, cut to the required length, and then attach the pad back to the end of the binding strap.

INTENDED USE
To provide medial or lateral forces on the knee joint.

INDICATIONS
Osteoarthritis, medial or lateral compartment of the knee.

CONTRAINDICATIONS
Hypersensitivity or allergies to any of the materials from which the brace is made. Swelling of the lymphatic tissue caused by circulatory disorders. Patients who are not allowed to wear a brace according to medical instructions.

CARE INSTRUCTIONS
Hand wash only at 30° C. Wash with mild detergent; Air dry. Do not use bleach or other chemicals.

DEUTSCH
1. ANPASSEN DER SCHIENE
A. Vergewissern Sie sich vor dem Anlegen der Schiene, dass alle Schienenverschlüsse geöffnet sind. Drücken Sie hierzu den Knopf an der Seite des Verschlusses.
B. Beugen Sie das Kniegelenk leicht, während Sie sitzen (ca. 30 Grad).
C. Positionieren Sie die Schiene so an der Seite des Beins, dass die Mitte des Scharniers mit der Mitte der Kniekapsel übereinstimmt.
D. Schließen Sie die Verschlüsse. Beginnen Sie mit dem 1 gekennzeichneten Gurt, direkt unterhalb des Knies. Stellen Sie den Gurt ein und ziehen Sie ihn so fest, dass es für den Patienten bequem ist und ein Bewegen der Schiene verhindert wird. Fahren Sie mit dem Schließen der Verschlüsse in der Reihenfolge 2, 3, 4 fort, indem Sie die Gurte bei jedem Schritt einstellen.
E. Verwenden Sie das Einstellwerkzeug, um den geeigneten Grad der Entlastung einzustellen. Drehen im Uhrzeigersinn reduziert die Entlastung und entgegen dem Uhrzeigersinn erhöht die Entlastung. Drehen Sie, während der Patient sitzt, die Einstellschraube jeweils 1/8 bis 1/4 Umdrehungen und untersuchen Sie den Patienten, bevor Sie weitere Einstellungen vornehmen.

2. AN- UND ABLEGEN DER SCHIENE
A. Zum Abnehmen der Schiene drücken und lösen Sie die Verschlüsse bis alle Gurte gelöst sind.
B. Zum erneuten Anbringen klicken Sie einfach auf die Verschlüsse in Position.

3. EINSTELLEN DES BEWEGUNGSBEREICHES
Falls erforderlich, können die Flexions-/ Extensionsgrenzen eingestellt werden. Entfernen Sie das Kniegelenkstopper und die Schraube für den Endanschlag. Entfernen Sie den Endanschlag vom Scharnier und setzen Sie den gewünschten Winkelgrad ein. Sichern Sie den eingesetzten Endanschlag mit der Schraube.
Verfügbare Grenzen sind:
-Extension: 0°, 5°, 20° und 25°
-Flexion: 0° (180°), 30°, 45°, 60°, 75° und 90°

4. EINSTELLUNG DER GÜRTLÄNGE
Um die erforderliche Länge zu bestimmen, öffnen Sie die Gurtunterlage, öffnen Sie das Ende des Bindungsgurts, trennen Sie das Klettverschlussmaterial und den Bindungsgurt, schneiden Sie auf die erforderliche Länge ab und befestigen Sie die Unterlage wieder am Ende des Bindungsgurts.

VERWENDUNGSZWECK
Um mediale oder laterale Kräfte auf das Kniegelenk auszuüben.

ANWEISUNGEN
Osteoarthritis, mediales oder laterales Kompartiment des Knies.

CONTRAINDICATIONEN
Überempfindlichkeit oder Allergien gegen die Materialien, aus denen die Stütze besteht. Anschwellen des Lymphgewebes hervorgerufen durch Blutkreislaufstörungen. Patienten, die entsprechend den medizinischen Anweisungen keine Stütze tragen dürfen.

VORSICHTSMASSNAHMEN
LESEN SIE VOR DEM GEBRAUCH DIE ANWEISUNGEN. Die Anwendung dieses Geräts sollte vor dem Einsatz angemessen geschult werden. Diese Anweisungen dienen nur als Richtlinie und sind nicht als medizinische Empfehlungen zu verstehen. Wenn Sie unter einer ernststen Krankheit leiden, empfehlen wir Ihnen, dass Sie einen lizenzierten Gesundheitsexperten zu Rate ziehen, bevor Sie dieses Produkt verwenden. Dieses Produkt muss richtig angelegt werden, um wirksam zu sein. Unter manchen Bedingungen kann dieses Produkt von einem Arzt angeordnet werden. Bitte beachten Sie die beschränkte Garantie für weitere Informationen.

ESPAÑOL
1. MONTAJE AJUSTAR LA RODILLERA
A. Antes de ajustar la rodillera, asegúrese de que todos los sujetadores estén abiertos presionando el botón en el lateral del cierre.
B. Al estar sentado, flexione la articulación de la rodilla ligeramente (aproximadamente 30°).
C. Coloque la rodillera en el lateral de la pierna de manera que el centro de la bisagra se alinee con el centro de la rótula.
D. Cierre los sujetadores empezando por la correa que está justo debajo de la rodilla, etiquetada como 1. Ajuste y apriete la correa de manera que resulte cómodo para el paciente y que evite que la rodillera se mueva. Continúe cerrando los sujetadores siguiendo el orden de la secuencia 2, 3, 4, ajustando las correas en cada paso.
E. Utilice la herramienta de ajuste para establecer el grado de descarga apropiado. En sentido horario se disminuye la descarga y en sentido antihorario se aumenta la descarga. Mientras se sienta, gire la vite de regulación de 1/8 a 1/4 de giro a la vez y evalúe al paciente antes de seguir ajustando.

2. CÓMO PONER Y QUITAR LA RODILLERA
A. Para quitar la rodillera, presione y suelte los cierres hasta que todas las correas se liberen.
B. Para volver a colocarla, solo tiene que volver a ajustar los sujetadores en su sitio.

3. CÓMO AJUSTAR EL RANGO DE MOVIMIENTO
Si es necesario, se pueden establecer límites de flexión y extensión. Retire la almohadilla del condílo y quite el tornillo de lote. Retire el tope de la bisagra e inserte el grado angular requerido. Fije el tope insertado con el tornillo.
Los toques disponibles son:
-Extensión: 0°, 5°, 20° y 25°
-Flexión: 0° (180°), 30°, 45°, 60°, 75° y 90°.

4. AJUSTE DE LA LONGITUD DE LA CORREA
Para determinar la longitud requerida, abra la almohadilla de la correa, abra el extremo de la correa de fijación, separe el material del gancho y del ojal de la correa de fijación, corte a la longitud requerida y vuelva a colocar la almohadilla en el extremo de la correa de fijación.

USO PREVISTO
Proporcionar refuerzo medial o lateral a la articulación de la rodilla.

INDICACIONES
Osteoarthritis, compartimento medial o lateral de la rodilla.

CONTRAINDICACIONES
Hipersensibilidad o alergia a cualquiera de los materiales de fabricación del soporte. Inflamación del tejido linfático causado por trastornos circulatorios. Pacientes que, de acuerdo a instrucciones médicas, no están autorizados a usar un soporte.

PRECAUCIONES
LEA LAS INSTRUCCIONES ANTES DE UTILIZAR EL PRODUCTO. Se necesita una capacitación adecuada acerca del uso de este dispositivo antes de colocarlo. Estas instrucciones son solo pautas y no se ofrecen como recomendaciones médicas. Si padece una afección médica grave, le recomendamos muy especialmente que consulte con un profesional de la salud con licencia antes de usar este producto. Se requiere un ajuste adecuado para que este producto sea eficaz. En algunos circunstancias, este producto puede ser recetado por un médico. Consulte la garantía limitada para obtener más información.

ITALIANO
1. MONTAGGIO DEL TUTORE
A. Prima di montare il tutore, assicurarsi che tutti i dispositivi di fissaggio siano aperti premendo il pulsante sul lato del dispositivo di fissaggio.
B. In posizione seduta, piegare leggermente l'articolazione del ginocchio (di circa 30°).
C. Posizionare il tutore sul lato della gamba in modo che il centro della cerniera si allinei con il centro della rotula.
D. Chiudere gli elementi di fissaggio iniziando con la cinghia direttamente sotto il ginocchio, indicata come 1. Regolare e stringere la cinghia in modo che sia comoda per il paziente e prevenga lo spostamento del tutore. Continuare a chiudere i dispositivi di fissaggio seguendo la sequenza nell'ordine 2, 3, 4 regolando le cinghie a ogni passaggio.
E. Utilizzare lo strumento di regolazione per impostare il grado appropriato di scarico. In senso orario lo scarico diminuisce, mentre in senso antiorario lo scarico aumenta. Mentre il paziente è seduto, girare la vite di regolazione da 1/8 a 1/4 di giro alla volta e valutare prima di effettuare ulteriori regolazioni.

2. INDOSSARE E TOGLIERE IL TUTORE
A. Per rimuovere il tutore, premere e rilasciare i dispositivi di fissaggio fino a quando tutte le cinghie non vengono rilasciate.
B. Per riapplicare, far scattare sequia serum immagin rest lat.

3. REGOLAZIONE DELL'INTERVALLO DI MOVIMENTO
Se necessario, è possibile impostare i limiti di flessione/estensione. Rimuovere il blocco del condilo e rimuovere la vite del fermo. Rimuovere il fermo della cerniera e inserire il grado angolare richiesto. Fissare il fermore inserito con la vite.
I limiti disponibili sono:
- Estensione: 0°, 15°, 20° e 25°
- Flessione: 0° (180°), 30°, 45°, 60°, 75° e 90°.

4. REGOLAZIONE DELLA LUNGHEZZA DELLA CINGHIA
Per determinare la lunghezza richiesta, aprire il blocco della cinghia, aprire l'estremità della cinghia di fissaggio, separare il gancio, l'occhiello e la cinghia di fissaggio, tagliare alla lunghezza richiesta e poi riattaccare il blocco all'estremità della cinghia di fissaggio.

USO PREVISTO
Per fornire di forze mediali o laterali sull'articolazione del ginocchio.

INDICAZIONI
Osteoartrite, compartimento mediale o laterale del ginocchio.

CONTROINDICAZIONI
Ipersensibilità o allergia ai materiali con i quali è composto il tutore. Gonfiore del tessuto linfatico causato da disturbi circolatori. Pazienti che non possono indossare un tutore secondo le istruzioni mediche.

PRECAUZIONI
LEGGERE LE ISTRUZIONI PRIMA DELL'USO. Prima dell'applicazione di questo dispositivo è necessario effettuare una formazione adeguata sull'utilizzo. Queste indicazioni sono solo linee guida e non sono offerte come raccomandazioni mediche. Se si soffre di una grave condizione medica, si consiglia vivamente di consultare un professionista sanitario autorizzato prima di utilizzare questo prodotto. Per l'efficacia di questo prodotto è necessario una vestizione adeguata. In alcune circostanze, questo prodotto può essere prescritto da un medico. Per ulteriori informazioni consultare la garanzia limitata.

FRANÇAIS
1. INSTALLATION DE L'ORTHÈSE
A. Avant d'installer l'orthèse, assurez-vous que toutes les attaches de l'orthèse sont ouvertes en appuyant sur le bouton latéral de l'attache.
B. En position assise, pliez légèrement l'articulation du genou (environ 30°).
C. Positionnez l'orthèse sur le côté de la jambe de sorte que le centre de la charnière s'aligne avec le centre de la rotule.
D. Fermez les attaches.
E. Commencez par la sangle directement sous le genou étiquetée 1. Ajustez et serrez la sangle de manière à ce qu'elle soit confortable pour le patient et empêche l'orthèse de bouger. Continuez à fermer les attaches en suivant la séquence de commande 2, 3, 4 en ajustant les sangles à chaque étape.
E. Utilisez l'outil de réglage pour définir le degré de déchargement approprié. Le sens horaire diminue le déchargement et le sens antihoraire augmente le déchargement. Pendant que le patient est assis, tournez la vis de réglage de 1/8 à 1/4 de tour à la fois et évaluez le patient avant de poursuivre le réglage.

2. DE BRACE AAN- EN UITTREKKEN
A. Om de brace uit te trekken, moet u de sluitingen indrukken en loslaten totdat alle banden los zijn.
B. Om de brace weer opnieuw aan te trekken, klikt u simpelweg de sluitingen terug op hun plaats.

3. RÉGLAGE DE LA PLAGE DE MOUVEMENT
Si nécessaire, des limites de flexion/extension peuvent être définies. Retirez le coussinet du condyle et retirez la vis de la butée de fin de course. Retirez la butée de la charnière et insérez le degré angulaire requis. Fixez la butée de fin de course insérée avec la vis.
Les limites disponibles sont :
- En extension: 0°, 15°, 20° et 25°
- En flexion: 0° (180°), 30°, 45°, 60°, 75° et 90°.

4. RÉGLAGE DE LA LONGUEUR DE LA SANGLE
Pour déterminer la longueur requise, ouvrez le bloc de la sangle, ouvrez l'extrémité de la sangle de fixation, séparez le matériel et le crochet, le bouton et la sangle de fixation, coupez à la longueur requise, puis fixez le coussinet à l'extrémité de la sangle de fixation.

UTILISATION PRÉVUE
Pour fournir des forces médiales ou latérales sur l'articulation du genou.

INDICATIONS
Arthrose, compartiment medial ou latéral du genou.

CONTRE-INDICATIONS
Hypersensibilité ou allergies à l'un des matériaux utilisés pour fabriquer l'appareil. Gonflement du tissu lymphatique causé par des troubles circulatoires. Patients non autorisés à porter une attelle pour raisons médicales.

PRÉCAUTIONS
LIRE LES INSTRUCTIONS AVANT L'UTILISATION. Une formation appropriée à l'utilisation de cet appareil doit avoir lieu avant son application. Ces instructions ne sont que des lignes directrices et ne constituent pas des recommandations médicales. Si vous souffrez d'un problème médical grave, nous vous conseillons vivement de consulter un professionnel de la santé agréé avant d'utiliser ce produit. Un réglage adéquat est nécessaire pour que ce produit soit efficace. Dans certaines circonstances, ce produit peut être prescrit par un médecin. Veuillez consulter la garantie limitée pour de plus amples informations.

NETERLANDS
1. DE BRACE AFSTELLEN
A. Voordat u begint met het afstellen van de brace, moet u ervoor zorgen dat alle sluitingen van de brace open zijn door op de knop aan de zijkant van de sluiting te drukken.
B. Bij het kniegewricht in een zittende positie (ongeveer 30°).
C. Plaats de brace aan de zijkant van het been zodat het midden van de scharnier op één lijn ligt met het midden van de knieschijf.
D. Sluit de sluitingen.
E. Om de sluitingen te sluiten, moet u beginnen met de band direct onder de knie, voorzien van nummer 1. Verstel de band net deze strakker zodat dit comfortabel is voor de patiënt en voorkomt dat de brace gaat schuiven. Ga door met het sluiten van de sluitingen in de volgorde 2, 3 en 4 waarbij u de banden bij elke stap verstuelt.
E. Gebruik het verstelgereedschap om de juiste mate van ondersteruning in te stellen. Met de klok mee vermindert de ondersteuning en tegen de klok in verhoogt de ondersteuning. Met uw patiënt in een zittende positie, moet u de verstelschroef 1/8 tot 1/4 slag draaien en per slag uw patiënt evalueren alvorens verder aan te passen.

2. DE BRACE AAN- EN UITTREKKEN
A. Om de brace uit te trekken, moet u de sluitingen indrukken en loslaten totdat alle banden los zijn.
B. Om de brace weer opnieuw aan te trekken, klikt u simpelweg de sluitingen terug op hun plaats.

3. BEWEGINGSBEREIK VERSTELLEN
Indien nodig, kunnen er buig- / streklimieten worden ingesteld. Verwijder het steunkussen en verwijder de schroef voor de eindpositie. Verwijder de eindpositie van het scharnier en voer de gewenste hoekgraad in. Zet de ingevoerde eindpositie vast met de schroef.
De volgende limieten zijn beschikbaar:
-Strekking: 0°, 15°, 20° en 25°
-Buiging: 0° (180°), 30°, 45°, 60°, 75° en 90°

4. VERSTELLEN VAN DE LENGTE VAN DE BANDEN
Om de gewenste lengte te bepalen, om de bandkussen openen, het uiteinde van de bandband openen, het haak- en lusmateriaal en de bandband scheiden, op de gewenste lengte knippen en de kussentjes weer aan het uiteinde van de bandband bevestigen.

BEHOEGE GEBRUIK
Zorgen voor mediale of laterale krachten op het kniegewricht.

INDICATES
Artrrose, mediale of laterale compartiment van de knie.

CONTRA-INDICATES
Overgevoeligheid of allergieën voor een van de materialen waarvan de brace is gemaakt. Zwelling van het lymfweefsel ten gevolge van doorbloedingsstoornissen. Patiënten die geen brace mogen dragen volgens medische instructies.

VOORZORGSMAATREGELEN
LEES DE INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK. Oefening in het gebruik van dit instrument dient plaats te vinden voordat het wordt toegepast. Deze aanwijzingen zijn slechts richtlijnen en worden niet als medische adviezen verstrekt. Als u lijdt aan een ernstige medische aandoening, raden wij u ten zeerste aan om een erkende zorgverlener te raadplegen alvorens dit product te gebruiken. De juiste afstelling is nodig voor de effectiviteit van dit product. Onder bepaalde omstandigheden kan dit product worden voorgeschreven door een arts. Zie de beperkte garantie voor meer informatie.

ČEŠTINA
1. NAsAZENÍ ORTÉZY
A. Před nasazením ortézy se ujistěte, že jsou všechny upevňovací prvky ortézy otevřené stisknutím tlačítka na boční straně zapínání.
B. Při setzení lehně ohněte kolenní klouby (přibližně 30°).
C. Umístěte ortézu na straně nohy tak, aby se střed pantu vyrovnal se středem česky.
D. Uzavřete upevňovací prvky počínaje popruhům přímo pod kolenním označením 1. Upravte a utáhněte popruhy tak, aby to bylo pro pacienta pohodlné a zabránilo migraci ortézy. Pokračujte v zavírání spojovacích prvků podle pořadí 2, 3, 4 a nastavení popruhů v každém kroku.
E. Pomocí nastavovacího nástroje nastavte vhodný stupeň odlehčení. Ve směru hodinových ručiček snižuje odlehčení a proti směru hodinových ručiček zvyšuje odlehčení. Zatímco pacient sedí, otáčejte šroubovacím šroubem po 1/8 otáčky až 1/4 otáčky a před dalšími nastaveními pacienta vyhodnoťte.

2. NAsAZENÍ A SEMJŮTÍ ORTÉZY
A. Chcete-li sejmout ortézu, stiskněte a uvolněte upevňovací prvky, dokud se neuvolní všechny pásky.
B. Chcete-li znovu použít, jednoduše klikněte na příslušné upevňovací prvky.

3. ÚPRAVA ROZSAHU POHYBU
V případě potřeby lze nastavit limity flexe / extenze. Sejměte podložku kondylu a vyšroubujte šroub dorazu. Odstraňte koncový doraz z pantu a vložte požadovaný úhlový stupeň. Zajištěte zasunutý doraz pomocí šroubu.
Dostupné limity jsou:
-Extenze: 0°, 15°, 20° a 25°
-Flexe: 0° (180°), 30°, 45°, 60°, 75° a 90°

4. NASTAVENÍ DÉLKY POPRUHU
Chcete-li určit požadovanou délku, otevřete podložku s popruhem, otevřete konec vázачého popruhu, oddělte sítě z vázачého popruhu, zastříháte na požadovanou délku a pak připevněte podložku zpět na konec vázачého popruhu.

ZAMÝŠLENÉ POUŽITÍ
Poskytnout střední nebo boční síly na kolenní kloub.

INDIKACE
Osteoartróza, střední nebo boční kompartment kolena.

KONTRAINDIKACE
Přecitlivělost nebo alergie na některý z materiálů, z kterých je podpora vyrobena. Otok lymfatické tkáně způsobený poruchami oběhu. Pacienti, kteří nesmějí nosit ortézu podle lékařských pokynů.

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ
PŘED POUŽITÍM SI PŘEČTĚTE POKYNY. Před použitím tohoto zařízení je třeba zajistit řádné proškolení. Typy pokynů jsou pouze pokyny a nejsou nabídkou jako lékařská doporučení. Pokud trpíte vážným zdravotním stavem, důrazně doporučujeme, abyste se před použitím tohoto produktu poradili s kvalifikovaným zdravotnickým pracovníkem. Aby byl tento produkt účinný, je nutné jeho správné nastavení. Za určitých okolností může tento produkt předepsat lékař. Další informace naleznete v omezené záruce.

POKYNY K PÉČI
Ruční praní pouze při 30°C. Vyperte v jemném pracím prostředku; Sušte na vzduchu; Nepoužívejte bělidlo ani jiné chemikálie.

MATERIÁL
Acetel, polyester, ABS, ocel, hliník, UBL, EVA, nylon, silikon, polyuretan.

NEJÍ VYROBENO Z LATEXU Z PŘÍRODNÍHO KAUKČUKU.
Produkt může být bezpečně zlikvidován v souladu s místními zákony.

LIVIDAČE
Produkt může být bezpečně zlikvidován v souladu s místními zákony.

PODÁVÁNÍ ZPŮV
Veškeré závažné nehody týkající se používání tohoto zařízení oznamte jak příslušnému orgánu ve vašem státu, tak výrobci (uvedenému v tomto dokumentu).

OMEZENÁ ZÁRUKA
Společnost Aspen Medical Products, LLC, Irvine, CA 92618, záruče uváděly, která původně zakoupil tento produkt, že neobdržíte vadný materiál a zpravočím. Výhradní povinnosti společnosti Aspen Medical Products, LLC v případě porušení záruky je oprava nebo výměna vadného produktu nebo částí (součástí).

Společnost Aspen Medical Products, LLC nebude mít podle této omezené záruky žádnou povinnost v případě, že:
(a) Produkt nebyl zakoupen od společnosti Aspen Medical Products, LLC nebo prostřednictvím jejich autorizovaných distribučních kanálů;
(b) Produkt je pozměněn;
(c) Do produktu jsou vložené jakékoli součásti, které nedodává společnost Aspen Medical Products, LLC; nebo
(d) Produkt se nepoužívá v souladu s pokyny k použití společnosti Aspen Medical Products, LLC.

VŠE UVEDENÉ JE BEZDMÁK VÝKLADNĚM PŘEDKUPNÍM NABÍDKOU V PŘÍPADĚ POUŽITÍ POUKYNŮ POUŽITÍM SPOLEČNOSTI ASPEN MEDICAL PRODUCTS, LLC NEMUSÍ BÝT ZAKLÁDÁNÍM PROLEHÁNÍM POKLE TO ANO POLE PŘEDKUPNÍM NABÍDKOU ZÁRUKU ZA JAKÉKOLI PŘÍPADĚ, NÁHODNĚ NEBO NÁSLEDNĚ SKOUPÍ. TATO ZÁRUKA NABÍDKOU VŠECHNY OSTAVNÍ ZÁRUKY, VÝKLOVNĚ NEBO PŘEDKUPNÍM, VČETNĚ ZÁRUKY PROJEKCE NEBO INOVACE PRO KONKRETNÍ ÚČEL NEBO POUŽITÍ, A VEŠKERÉ ZÁRUKY NEBO ZÁRUKY Z STRANY ZPRAVČOVACÍCH PRVKŮ SPOLEČNOSTI ASPEN A ZA SPODY VZNIKLÉ A DŮSLEDNĚ NEBO V SOUVISLOSTI S POUŽÍVÁNÍM PRODUKTŮ, KTERÉ JSOU TÍMTO SPOLEČNOSTI ASPEN MEDICAL PRODUCTS, LLC COMPTOVY A VÝKLOVNĚ.

Tato záruka vám dává konkrétní zákonná práva a můžete mít další práva, která se liší od místa k místu.

Seznam autorizovaných distributorů ve vaší oblasti je v dispozici na vyžádání.

