

DANSK	ΕΛΛΗΝΙΚΑ	NORSK	POLSKI	SUOMI	SVENSKA	РУССКИЙ	PORTUGUÊS	中文																																																																																																																																																																																																																																																												
1. BÆLTÆSTØRREELSE A. Monter hansens nitler på bæltet gennem de rigtige størrelsesjusteringshuller i størrelsesmekanismen. B. For de mindre størrelser, skub sidepanelet gennem størrelsesjusteringsåbningen, og ræk derefter nitler gennem de korrekte justeringshuller på underdelens inderside. C. Når den korrekte størrelse er opnået, træk for å låse nitterne på plads.	1. ΕΠΙΛΟΓΗ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΖΩΝΗΣ Α. Προσομοίστε το αρσενικό πρόσωπό μέσο στις κατάλληλες τρύπες ρυθμίσης μεγέθους στον μηχανισμό επίθεσης. Β. Για μικρότερο μέγεθος, ορίστε το θηλυκό φύλλο μέσο στη σχισμή ρύθμισης μεγέθους στην εσωτερική πλευρά του σώματος εφόσον τα πρώτιστα μέσο στις κατάλληλες τρύπες ρυθμίσης του κάτω πόδαρου. C. Μετά την επιλογή του κατάλληλου μεγέθους, τραβήξτε σφιχτά για να κλειδώσουν τα πρωτίνα στην θέση τους.	1. BELTETILPASSING A. Monter hannaagar av belte gjennom justeringshull i passende størrelse i tilpassingsmekanisme. B. For mindre størrelser, skyv sidepanelet gjennom størrelsesjusteringsopp og monter derefter nagler gjennom passende justeringshuller på underdelens inderside. C. Når passende størrelse er oppnådd, trekk for å låse nagler på plass.	1. USTAWIENIE ROZMIARU PASA A. Zamontować nitki męskie pasa w odpowiednich otworach regulacyjnych w mechanizmie ustawiania rozmiaru. B. W przypadku mniejszych rozmiarów należy wsunąć panel boczny przez otwór regulacyjny rozmiaru, a następnie zamontować nitki w odpowiednich otworach regulacyjnych u spodu. C. Po osiągnięciu odpowiedniego rozmiaru, docisnąć, aby załokować nitki na miejscu.	1. VYÖN MITOITUS A. Asenna hienan painonnitin mitoitusmekanismin sopivien reikiin läpi. B. Pienempien kokojen tapauksessa UIA:01 sivupaneeli mitoitussäätöaukko läpi ja asema nitit nitit oikeapuoletien säätöreikiin läpi alapuolelta. C. Kun sopiva koko saavutettu, vedä kirkkää lukitsemaan nitit paikalleen. C. När rätt storlek har uppnåtts, dra åt för låsa nitarna på plats.	1. BÄLTETS STORLEK A. Montera manliga nitar i bälte genom korrekta justeringshål i dimensioneringsmekanismen. B. För mindre storlekar, skjut sidepanelen genom storleksjusteringspåret och passa sedan nitarna genom rätt justeringshål på underdelens innersida. C. När rätt storlek har uppnåtts, dra åt för att låsa nitarna på plats.	1. РЕГУЛИРОВКА РАЗМЕРА ПОЯСА A. Вставьте фиксирующие стержни в соответствующие отверстия регулировочного механизма. B. Если нужен меньший размер, продвигайте боковую панель через прорез для регулировки размера, а затем вставьте фиксирующие стержни в соответствующие отверстия с нижней стороны. C. Выбрав нужный размер, потяните концы пояса в разные стороны, чтобы стержни встали на место.	1. TAMANHO DA CORREIA A. Instale os rebites machos da correia através dos orifícios de ajuste de dimensionamento adequados no mecanismo de dimensionamento. B. Para tamanhos menores, deslize o painel lateral pela abertura de ajuste e, então, coloque os rebites nos orifícios apropriados na parte interna. C. Quando atingir o tamanho adequado, puxe para travar e firmar os rebites no lugar.	1. 调整腰带长度 A. 通过适当调整尺寸调节装置两侧的调节孔大尺寸，插入带子上的铆钉。 B. 如果需要缩短长度，可将带侧支推入长度调整槽中，然后从下方将铆钉穿过适当的长度调整孔中。 C. 长度合适后，拉紧腰带，以便将铆钉锁定在位。																																																																																																																																																																																																																																																												
STORRELSSE GUIDE	ΟΑΓΗΣ ΔΙΑΛΟΓΗΣ ΜΕΓΕΘΟΥΣ	TILPASSINGSVEILEDNING	PRZEWODNIK PO DOBIERANIU ROZMIARU	MITOITUSOPAS	STORRELSSEGUIDE	ТАБЛИЦА РАЗМЕРОВ	GUIA DE TAMANHO	尺寸调整指南																																																																																																																																																																																																																																																												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Størrelse</th> <th>Omkræds</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>X-SMALL</td> <td>26–31 tommer</td> <td>66–78 cm</td> <td></td> </tr> <tr> <td>SMALL</td> <td>30–37 tommer</td> <td>76–94 cm</td> <td></td> </tr> <tr> <td>MEDIUM</td> <td>36–43 tommer</td> <td>91–109 cm</td> <td></td> </tr> <tr> <td>LARGE</td> <td>42–49 tommer</td> <td>107–124 cm</td> <td></td> </tr> <tr> <td>X-LARGE</td> <td>48–55 tommer</td> <td>122–140 cm</td> <td></td> </tr> <tr> <td>XX-LARGE</td> <td>54–60 tommer</td> <td>137–152 cm</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Størrelse	Omkræds			X-SMALL	26–31 tommer	66–78 cm		SMALL	30–37 tommer	76–94 cm		MEDIUM	36–43 tommer	91–109 cm		LARGE	42–49 tommer	107–124 cm		X-LARGE	48–55 tommer	122–140 cm		XX-LARGE	54–60 tommer	137–152 cm		<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Μέγεθος</th> <th colspan="2">Περίμετρεια</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Χ-ΜΙΚΡΟ</td> <td>26–31 ιντ.</td> <td>66–78 εκ.</td> <td></td> </tr> <tr> <td>ΜΙΚΡΟ</td> <td>30–37 ιντ.</td> <td>76–94 εκ.</td> <td></td> </tr> <tr> <td>ΜΕΣΑΙΟ</td> <td>36–43 ιντ.</td> <td>91–109 εκ.</td> <td></td> </tr> <tr> <td>ΜΕΓΑΛΟ</td> <td>42–49 ιντ.</td> <td>107–124 εκ.</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Χ-ΜΕΓΑΛΟ</td> <td>48–55 ιντ.</td> <td>122–140 εκ.</td> <td></td> </tr> <tr> <td>ΧΧ-ΜΕΓΑΛΟ</td> <td>54–60 ιντ.</td> <td>137–152 εκ.</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Μέγεθος		Περίμετρεια		Χ-ΜΙΚΡΟ	26–31 ιντ.	66–78 εκ.		ΜΙΚΡΟ	30–37 ιντ.	76–94 εκ.		ΜΕΣΑΙΟ	36–43 ιντ.	91–109 εκ.		ΜΕΓΑΛΟ	42–49 ιντ.	107–124 εκ.		Χ-ΜΕΓΑΛΟ	48–55 ιντ.	122–140 εκ.		ΧΧ-ΜΕΓΑΛΟ	54–60 ιντ.	137–152 εκ.		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Størrelse</th> <th>Omkræts</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>EKSTRA LITEN</td> <td>26–31 Tommer</td> <td>66–78 cm</td> <td></td> </tr> <tr> <td>LITEN</td> <td>30–37 Tommer</td> <td>76–94 cm</td> <td></td> </tr> <tr> <td>MEDIUM</td> <td>36–43 Tommer</td> <td>91–109 cm</td> <td></td> </tr> <tr> <td>STOR</td> <td>42–49 Tommer</td> <td>107–124 cm</td> <td></td> </tr> <tr> <td>EKSTRA STOR</td> <td>48–55 Tommer</td> <td>122–140 cm</td> <td></td> </tr> <tr> <td>EKSTRA EKSTRA STOR</td> <td>54–60 Tommer</td> <td>137–152 cm</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Størrelse	Omkræts			EKSTRA LITEN	26–31 Tommer	66–78 cm		LITEN	30–37 Tommer	76–94 cm		MEDIUM	36–43 Tommer	91–109 cm		STOR	42–49 Tommer	107–124 cm		EKSTRA STOR	48–55 Tommer	122–140 cm		EKSTRA EKSTRA STOR	54–60 Tommer	137–152 cm		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Rozmiar</th> <th>Obwód</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>XS</td> <td>26–31in</td> <td>66–78 cm</td> <td></td> </tr> <tr> <td>S</td> <td>30–37in</td> <td>76–94 cm</td> <td></td> </tr> <tr> <td>M</td> <td>36–43in</td> <td>91–109 cm</td> <td></td> </tr> <tr> <td>L</td> <td>42–49in</td> <td>107–124 cm</td> <td></td> </tr> <tr> <td>XL</td> <td>48–55in</td> <td>122–140 cm</td> <td></td> </tr> <tr> <td>XXL</td> <td>54–60in</td> <td>137–152 cm</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Rozmiar	Obwód			XS	26–31in	66–78 cm		S	30–37in	76–94 cm		M	36–43in	91–109 cm		L	42–49in	107–124 cm		XL	48–55in	122–140 cm		XXL	54–60in	137–152 cm		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Koko</th> <th>Ympärysmitta</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ERITÄIN PIENI</td> <td>26–31 in</td> <td>66–78 cm</td> <td></td> </tr> <tr> <td>PIENI</td> <td>30–37 in</td> <td>76–94 cm</td> <td></td> </tr> <tr> <td>KESKIKOKOINEN</td> <td>36–43 in</td> <td>91–109 cm</td> <td></td> </tr> <tr> <td>SUURI</td> <td>42–49 in</td> <td>107–124 cm</td> <td></td> </tr> <tr> <td>ERITÄIN SUURI</td> <td>48–55 in</td> <td>122–140 cm</td> <td></td> </tr> <tr> <td>KESTRA SUURI</td> <td>54–60 in</td> <td>137–152 cm</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Koko	Ympärysmitta			ERITÄIN PIENI	26–31 in	66–78 cm		PIENI	30–37 in	76–94 cm		KESKIKOKOINEN	36–43 in	91–109 cm		SUURI	42–49 in	107–124 cm		ERITÄIN SUURI	48–55 in	122–140 cm		KESTRA SUURI	54–60 in	137–152 cm		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Storlek</th> <th>Omkræts</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>X-SMALL</td> <td>26–31 in</td> <td>66–78 cm</td> <td></td> </tr> <tr> <td>SMALL</td> <td>30–37 in</td> <td>76–94 cm</td> <td></td> </tr> <tr> <td>MEDIUM</td> <td>36–43 in</td> <td>91–109 cm</td> <td></td> </tr> <tr> <td>LARGE</td> <td>42–49 in</td> <td>107–124 cm</td> <td></td> </tr> <tr> <td>X-LARGE</td> <td>48–55 in</td> <td>122–140 cm</td> <td></td> </tr> <tr> <td>XX-LARGE</td> <td>54–60 in</td> <td>137–152 cm</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Storlek	Omkræts			X-SMALL	26–31 in	66–78 cm		SMALL	30–37 in	76–94 cm		MEDIUM	36–43 in	91–109 cm		LARGE	42–49 in	107–124 cm		X-LARGE	48–55 in	122–140 cm		XX-LARGE	54–60 in	137–152 cm		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Размер</th> <th>Длина окружности</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Х-МАЛЕНЬКИЙ</td> <td>26–31 инч.</td> <td>66–78 см</td> <td></td> </tr> <tr> <td>МАЛЕНЬКИЙ</td> <td>30–37 инч.</td> <td>76–94 см</td> <td></td> </tr> <tr> <td>СРЕДНИЙ</td> <td>36–43 инч.</td> <td>91–109 см</td> <td></td> </tr> <tr> <td>БОЛЬШОЙ</td> <td>42–49 инч.</td> <td>107–124 см</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Х-БОЛЬШОЙ</td> <td>48–55 инч.</td> <td>122–140 см</td> <td></td> </tr> <tr> <td>ХХ-БОЛЬШОЙ</td> <td>54–60 инч.</td> <td>137–152 см</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Размер	Длина окружности			Х-МАЛЕНЬКИЙ	26–31 инч.	66–78 см		МАЛЕНЬКИЙ	30–37 инч.	76–94 см		СРЕДНИЙ	36–43 инч.	91–109 см		БОЛЬШОЙ	42–49 инч.	107–124 см		Х-БОЛЬШОЙ	48–55 инч.	122–140 см		ХХ-БОЛЬШОЙ	54–60 инч.	137–152 см		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tamanho</th> <th>Circunferência</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>X-P</td> <td>26–31 pol</td> <td>66–78 cm</td> <td></td> </tr> <tr> <td>P</td> <td>30–37 pol</td> <td>76–94 cm</td> <td></td> </tr> <tr> <td>M</td> <td>36–43 pol</td> <td>91–109 cm</td> <td></td> </tr> <tr> <td>G</td> <td>42–49 pol</td> <td>107–124 cm</td> <td></td> </tr> <tr> <td>X-G</td> <td>48–55 pol</td> <td>122–140 cm</td> <td></td> </tr> <tr> <td>XX-G</td> <td>54–60 pol</td> <td>137–152 cm</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Tamanho	Circunferência			X-P	26–31 pol	66–78 cm		P	30–37 pol	76–94 cm		M	36–43 pol	91–109 cm		G	42–49 pol	107–124 cm		X-G	48–55 pol	122–140 cm		XX-G	54–60 pol	137–152 cm		<table border="1"> <thead> <tr> <th>尺寸</th> <th>周长</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>超小号</td> <td>26至31英寸</td> <td>66至78厘米</td> <td></td> </tr> <tr> <td>小号</td> <td>30至37英寸</td> <td>76至94厘米</td> <td></td> </tr> <tr> <td>中号</td> <td>36至43英寸</td> <td>91至109厘米</td> <td></td> </tr> <tr> <td>大号</td> <td>42至49英寸</td> <td>107至124厘米</td> <td></td> </tr> <tr> <td>加大号</td> <td>48至55英寸</td> <td>122至140厘米</td> <td></td> </tr> <tr> <td>超大号</td> <td>54至60英寸</td> <td>137至152厘米</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	尺寸	周长			超小号	26至31英寸	66至78厘米		小号	30至37英寸	76至94厘米		中号	36至43英寸	91至109厘米		大号	42至49英寸	107至124厘米		加大号	48至55英寸	122至140厘米		超大号	54至60英寸	137至152厘米	
Størrelse	Omkræds																																																																																																																																																																																																																																																																			
X-SMALL	26–31 tommer	66–78 cm																																																																																																																																																																																																																																																																		
SMALL	30–37 tommer	76–94 cm																																																																																																																																																																																																																																																																		
MEDIUM	36–43 tommer	91–109 cm																																																																																																																																																																																																																																																																		
LARGE	42–49 tommer	107–124 cm																																																																																																																																																																																																																																																																		
X-LARGE	48–55 tommer	122–140 cm																																																																																																																																																																																																																																																																		
XX-LARGE	54–60 tommer	137–152 cm																																																																																																																																																																																																																																																																		
Μέγεθος		Περίμετρεια																																																																																																																																																																																																																																																																		
Χ-ΜΙΚΡΟ	26–31 ιντ.	66–78 εκ.																																																																																																																																																																																																																																																																		
ΜΙΚΡΟ	30–37 ιντ.	76–94 εκ.																																																																																																																																																																																																																																																																		
ΜΕΣΑΙΟ	36–43 ιντ.	91–109 εκ.																																																																																																																																																																																																																																																																		
ΜΕΓΑΛΟ	42–49 ιντ.	107–124 εκ.																																																																																																																																																																																																																																																																		
Χ-ΜΕΓΑΛΟ	48–55 ιντ.	122–140 εκ.																																																																																																																																																																																																																																																																		
ΧΧ-ΜΕΓΑΛΟ	54–60 ιντ.	137–152 εκ.																																																																																																																																																																																																																																																																		
Størrelse	Omkræts																																																																																																																																																																																																																																																																			
EKSTRA LITEN	26–31 Tommer	66–78 cm																																																																																																																																																																																																																																																																		
LITEN	30–37 Tommer	76–94 cm																																																																																																																																																																																																																																																																		
MEDIUM	36–43 Tommer	91–109 cm																																																																																																																																																																																																																																																																		
STOR	42–49 Tommer	107–124 cm																																																																																																																																																																																																																																																																		
EKSTRA STOR	48–55 Tommer	122–140 cm																																																																																																																																																																																																																																																																		
EKSTRA EKSTRA STOR	54–60 Tommer	137–152 cm																																																																																																																																																																																																																																																																		
Rozmiar	Obwód																																																																																																																																																																																																																																																																			
XS	26–31in	66–78 cm																																																																																																																																																																																																																																																																		
S	30–37in	76–94 cm																																																																																																																																																																																																																																																																		
M	36–43in	91–109 cm																																																																																																																																																																																																																																																																		
L	42–49in	107–124 cm																																																																																																																																																																																																																																																																		
XL	48–55in	122–140 cm																																																																																																																																																																																																																																																																		
XXL	54–60in	137–152 cm																																																																																																																																																																																																																																																																		
Koko	Ympärysmitta																																																																																																																																																																																																																																																																			
ERITÄIN PIENI	26–31 in	66–78 cm																																																																																																																																																																																																																																																																		
PIENI	30–37 in	76–94 cm																																																																																																																																																																																																																																																																		
KESKIKOKOINEN	36–43 in	91–109 cm																																																																																																																																																																																																																																																																		
SUURI	42–49 in	107–124 cm																																																																																																																																																																																																																																																																		
ERITÄIN SUURI	48–55 in	122–140 cm																																																																																																																																																																																																																																																																		
KESTRA SUURI	54–60 in	137–152 cm																																																																																																																																																																																																																																																																		
Storlek	Omkræts																																																																																																																																																																																																																																																																			
X-SMALL	26–31 in	66–78 cm																																																																																																																																																																																																																																																																		
SMALL	30–37 in	76–94 cm																																																																																																																																																																																																																																																																		
MEDIUM	36–43 in	91–109 cm																																																																																																																																																																																																																																																																		
LARGE	42–49 in	107–124 cm																																																																																																																																																																																																																																																																		
X-LARGE	48–55 in	122–140 cm																																																																																																																																																																																																																																																																		
XX-LARGE	54–60 in	137–152 cm																																																																																																																																																																																																																																																																		
Размер	Длина окружности																																																																																																																																																																																																																																																																			
Х-МАЛЕНЬКИЙ	26–31 инч.	66–78 см																																																																																																																																																																																																																																																																		
МАЛЕНЬКИЙ	30–37 инч.	76–94 см																																																																																																																																																																																																																																																																		
СРЕДНИЙ	36–43 инч.	91–109 см																																																																																																																																																																																																																																																																		
БОЛЬШОЙ	42–49 инч.	107–124 см																																																																																																																																																																																																																																																																		
Х-БОЛЬШОЙ	48–55 инч.	122–140 см																																																																																																																																																																																																																																																																		
ХХ-БОЛЬШОЙ	54–60 инч.	137–152 см																																																																																																																																																																																																																																																																		
Tamanho	Circunferência																																																																																																																																																																																																																																																																			
X-P	26–31 pol	66–78 cm																																																																																																																																																																																																																																																																		
P	30–37 pol	76–94 cm																																																																																																																																																																																																																																																																		
M	36–43 pol	91–109 cm																																																																																																																																																																																																																																																																		
G	42–49 pol	107–124 cm																																																																																																																																																																																																																																																																		
X-G	48–55 pol	122–140 cm																																																																																																																																																																																																																																																																		
XX-G	54–60 pol	137–152 cm																																																																																																																																																																																																																																																																		
尺寸	周长																																																																																																																																																																																																																																																																			
超小号	26至31英寸	66至78厘米																																																																																																																																																																																																																																																																		
小号	30至37英寸	76至94厘米																																																																																																																																																																																																																																																																		
中号	36至43英寸	91至109厘米																																																																																																																																																																																																																																																																		
大号	42至49英寸	107至124厘米																																																																																																																																																																																																																																																																		
加大号	48至55英寸	122至140厘米																																																																																																																																																																																																																																																																		
超大号	54至60英寸	137至152厘米																																																																																																																																																																																																																																																																		

2. PLACERING & JUSTERING
A. Center bagen på så lavt som muligt. Skub abdominalpanelet og brystuden sidelens efter behov for å sikre, at seler og panel er justeret i midterlinjen.
B. For højere patienter skal der tilføjes stangforlængeren til abdominalpaneeledens. Lirk knappen tilbage, og skub aluminiumstaget så knappen låses fast i det passende hul.
C. For at justere brystuden tryk på abdominalpanelet på underdelens inderside på knappen med bladdiogen indstillet på højere eller sænke trykknappen i den passende position.

3. STRAMNING
Træk kraftigt væk fra kroppen. Stram mere, end du har brug for, og løs derefter for at opnå en korrekt passform. Træk i venstre fane for at stramme den nederste del, træk til højre for at stramme den øverste del efter behov.

4. REMME
A. Fastgør stropper til underarmskontrol på brystbenepuden.
B. Træk i underarms kontrolrem for at stramme efter behov.
C. Underarms kontrolstropper og brystbenepude skal passe sikkert til patientens anatomi.
D. Kontrolstropper til underarmen kan placeres, så de passer over skuldrene.
REMME: Om nødvendigt kan støtteviser bæjes for å sikre en korrekt passform.

5. ØVER SKULDER MULIGHED
 Hvis der er behov for spændet, skal du tilføje et spænde til enderne på remmene og sikre spenest. Fastgør spænder til toppen af TLSO-bakpanelet.

6. ÆNDRINGSMULIGHEDER
 Dette produkt kan ændres af en TLSO med ekspertise. Du kan finde flere oplysninger på www.aspenmp.com/education/product-modifications.

7. MODIFICERING AF PANELER
A. Når det er nødvendigt, lue en reducing af den samlede bredde af det bagste panel ved at fjerne det fra ærmet og bruge trimlinier til at skære til den passende størrelse.
B. Placering af sidepanelet kan justeres i ærmet eller trimmes for å sikre, at paneler sidder ved midterlinjen på patienten.

ANVENDELSFORMÅL
For å give bevægelsesbegrænsning og stabilitet å thorax-lumbal-sakral rygsgeljen.
INDIKATIONER
Postoperativ støtte, Degenerativ disksgydsm, Udbuling eller herniatedisk, Frakturhåndtering, Spondylolyse, Spondylolytose, Spinal stenose, Kyphosis, Spondylolise (Slidigt) / Degenerativ ledsgydsm.

KONTRAINDIKATIONER
Overtførselområde eller allergi over for de materialer, bæjlen er fremstillet af. Hævelse i lymfevævet forårsaget af kredsløbsproblemer. Patienter, der ikke har tilladelse til at bære en bæjle i henhold til medicinske instruktioner.

FORHOLDREGELER
DISSE INSTRUKTIONER SKAL LÆSES FØR BRUG. Korrekt træning i brug af denne enhed skal finde sted, inden den anvendes. Disse anvendelser, og en retningslinje og ikke skal bruges som medicinske anbefalinger. Hvis du lider af en alvorlig medicinsk tilstand, er det kraftigt anbefalet å du konsulterer en autoriseret sundhedsperson, inden du bruger dette produkt. En korrekt montering er krævet for å dette produkt skal være effektivt. Under nogle omstændigheder kan dette produkt ordines af en læge. Se den begrænsede garanti for yderligere information.

PLEJESTRUKTIONER
Håndvask kun ved 30° C. Vask med en mild rengøringsmiddel. Lufttørning. Brug ikke blegemiddel eller andre kemikalier.

MATERIALER
Nylon, Polyester, HDPE, PVC, Polyurethane, UHMWPE.

DERER INTET NATURGUMMILATEX EINHEDEN.
BORTSKAFFELSE
Produktet skal bortskaffes sikkert i overensstemmelse med lokale love.

RAPPORTERING
Meld ekc ernstig incident med betragning tild det brugte kvad til dit instrument kan zowel de Bevoegde Autoriteit in uw staat als de fabrikant (op dit document vermeld).

BEGRENSET GARANTI
Aspen Medical Products, LLC, Irvine, CA 92618, giver garanti over for brugeren, der oprindeligt køber dette produkt, å det er for mangler i materiale og udførelse. Den eneste forpligtelse til Aspen Medical Products, LLC har tilfælde af misdiagnose af garanten er reparation eller udskiiftning af det eller de defekte produkter eller dele.

Aspen Medical Products, LLC er ikke forpligtet i henhold til denne begrænsede garanti til tilfælde af: (a) Produktet er ikke købt fra Aspen Medical Products, LLC eller gennem en af de autoriserede distributionskanaler; (b) Produktet er blevet ændret; (c) Alle dele, der er sat i produktet og ikke er leveret af Aspen Medical Products, LLC, eller (d) Produktet anvendes ikke i overensstemmelse med Aspen Medical Products, LLC brugervejledning. DET FORGÆNGER EN DER ENESTE OG EKSKLUSIVE RETSMODEL FOR F.Æ. I SERVICE Å, ELLER OM DER ERFØRER TILTRUSTET. ASPEN MEDICAL PRODUCTS, LLC HAR IKKE ANSVAR I UNDER DENNE ELLER UNDERGØRDET GARANTI FOR ALLE ØKRETE, SPECIELT, IKSKE ERHVERVSBESØG, SPECIELT GARANTIER FOR BEHOVET Å BRUGERNE, UDFØRTE ELLER UNDERGØRTE, ILLUSTRERER GARANTEN FOR SALGSBÅNDEN ELLER IGENHED TIL I SÆRLIGT FORMÅL, ELLER BOKS, OG ALLE FORPLIGTELSER PÅ DENDEL Å ASPEN LEGEMIDLER, DER BRUGES I FORBINDELSE MED LEGEMIDLER, ANVENDELSE AF PRODUKTET, DER ER FRSKIVET OG UDELKÆT AF ASPEN MEDICAL PRODUCTS, LLC.

Denne garanti giver dig specifikke juridiske rettigheder, og eventuelle andre rettigheder, dette kan variere fra sted til sted.

En liste over autoriserede distributere i dit område er tilgængelig efter anmodning.

1. BELTETILPASSING
A. Monter hannaagar av belte gjennom justeringshull i passende størrelse i tilpassingsmekanisme.
B. For mindre størrelser, skyv sidepanelet gjennom størrelsesjusteringsopp og monter derefter nagler gjennom passende justeringshuller på underdelens inderside.
C. Når passende størrelse er oppnådd, trekk for å låse nagler på plass.

ΕΛΛΗΝΙΚΑ	ΟΑΓΗΣ ΔΙΑΛΟΓΗΣ ΜΕΓΕΘΟΥΣ	NORSK	POLSKI	SUOMI	SVENSKA	РУССКИЙ	PORTUGUÊS	中文																																																																																																																																																																																																																															
1. ΕΠΙΛΟΓΗ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΖΩΝΗΣ Α. Προσομοίστε το αρσενικό πρόσωπό μέσο στις κατάλληλες τρύπες ρυθμίσης μεγέθους στον μηχανισμό επίθεσης. Β. Για μικρότερο μέγεθος, ορίστε το θηλυκό φύλλο μέσο στη σχισμή ρύθμισης μεγέθους στην εσωτερική πλευρά του σώματος εφόσον τα πρώτιστα μέσο στις κατάλληλες τρύπες ρυθμίσης του κάτω πόδαρου. C. Μετά την επιλογή του κατάλληλου μεγέθους, τραβήξτε σφιχτά για να κλειδώσουν τα πρωτίνα στην θέση τους.	ΟΑΓΗΣ ΔΙΑΛΟΓΗΣ ΜΕΓΕΘΟΥΣ	TILPASSINGSVEILEDNING	PRZEWODNIK PO DOBIERANIU ROZMIARU	MITOITUSOPAS	STORRELSSEGUIDE	ТАБЛИЦА РАЗМЕРОВ	GUIA DE TAMANHO	尺寸调整指南																																																																																																																																																																																																																															
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Μέγεθος</th> <th colspan="2">Περίμετρεια</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Χ-ΜΙΚΡΟ</td> <td>26–31 ιντ.</td> <td>66–78 εκ.</td> <td></td> </tr> <tr> <td>ΜΙΚΡΟ</td> <td>30–37 ιντ.</td> <td>76–94 εκ.</td> <td></td> </tr> <tr> <td>ΜΕΣΑΙΟ</td> <td>36–43 ιντ.</td> <td>91–109 εκ.</td> <td></td> </tr> <tr> <td>ΜΕΓΑΛΟ</td> <td>42–49 ιντ.</td> <td>107–124 εκ.</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Χ-ΜΕΓΑΛΟ</td> <td>48–55 ιντ.</td> <td>122–140 εκ.</td> <td></td> </tr> <tr> <td>ΧΧ-ΜΕΓΑΛΟ</td> <td>54–60 ιντ.</td> <td>137–152 εκ.</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Μέγεθος		Περίμετρεια		Χ-ΜΙΚΡΟ	26–31 ιντ.	66–78 εκ.		ΜΙΚΡΟ	30–37 ιντ.	76–94 εκ.		ΜΕΣΑΙΟ	36–43 ιντ.	91–109 εκ.		ΜΕΓΑΛΟ	42–49 ιντ.	107–124 εκ.		Χ-ΜΕΓΑΛΟ	48–55 ιντ.	122–140 εκ.		ΧΧ-ΜΕΓΑΛΟ	54–60 ιντ.	137–152 εκ.		<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">ΟΑΓΗΣ ΔΙΑΛΟΓΗΣ ΜΕΓΕΘΟΥΣ</th> <th colspan="2">Περίμετρεια</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Χ-ΜΙΚΡΟ</td> <td>26–31 ιντ.</td> <td>66–78 εκ.</td> <td></td> </tr> <tr> <td>ΜΙΚΡΟ</td> <td>30–37 ιντ.</td> <td>76–94 εκ.</td> <td></td> </tr> <tr> <td>ΜΕΣΑΙΟ</td> <td>36–43 ιντ.</td> <td>91–109 εκ.</td> <td></td> </tr> <tr> <td>ΜΕΓΑΛΟ</td> <td>42–49 ιντ.</td> <td>107–124 εκ.</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Χ-ΜΕΓΑΛΟ</td> <td>48–55 ιντ.</td> <td>122–140 εκ.</td> <td></td> </tr> <tr> <td>ΧΧ-ΜΕΓΑΛΟ</td> <td>54–60 ιντ.</td> <td>137–152 εκ.</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	ΟΑΓΗΣ ΔΙΑΛΟΓΗΣ ΜΕΓΕΘΟΥΣ		Περίμετρεια		Χ-ΜΙΚΡΟ	26–31 ιντ.	66–78 εκ.		ΜΙΚΡΟ	30–37 ιντ.	76–94 εκ.		ΜΕΣΑΙΟ	36–43 ιντ.	91–109 εκ.		ΜΕΓΑΛΟ	42–49 ιντ.	107–124 εκ.		Χ-ΜΕΓΑΛΟ	48–55 ιντ.	122–140 εκ.		ΧΧ-ΜΕΓΑΛΟ	54–60 ιντ.	137–152 εκ.		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Størrelse</th> <th>Omkræts</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>EKSTRA LITEN</td> <td>26–31 Tommer</td> <td>66–78 cm</td> <td></td> </tr> <tr> <td>LITEN</td> <td>30–37 Tommer</td> <td>76–94 cm</td> <td></td> </tr> <tr> <td>MEDIUM</td> <td>36–43 Tommer</td> <td>91–109 cm</td> <td></td> </tr> <tr> <td>STOR</td> <td>42–49 Tommer</td> <td>107–124 cm</td> <td></td> </tr> <tr> <td>EKSTRA STOR</td> <td>48–55 Tommer</td> <td>122–140 cm</td> <td></td> </tr> <tr> <td>EKSTRA EKSTRA STOR</td> <td>54–60 Tommer</td> <td>137–152 cm</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Størrelse	Omkræts			EKSTRA LITEN	26–31 Tommer	66–78 cm		LITEN	30–37 Tommer	76–94 cm		MEDIUM	36–43 Tommer	91–109 cm		STOR	42–49 Tommer	107–124 cm		EKSTRA STOR	48–55 Tommer	122–140 cm		EKSTRA EKSTRA STOR	54–60 Tommer	137–152 cm		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Rozmiar</th> <th>Obwód</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>XS</td> <td>26–31in</td> <td>66–78 cm</td> <td></td> </tr> <tr> <td>S</td> <td>30–37in</td> <td>76–94 cm</td> <td></td> </tr> <tr> <td>M</td> <td>36–43in</td> <td>91–109 cm</td> <td></td> </tr> <tr> <td>L</td> <td>42–49in</td> <td>107–124 cm</td> <td></td> </tr> <tr> <td>XL</td> <td>48–55in</td> <td>122–140 cm</td> <td></td> </tr> <tr> <td>XXL</td> <td>54–60in</td> <td>137–152 cm</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Rozmiar	Obwód			XS	26–31in	66–78 cm		S	30–37in	76–94 cm		M	36–43in	91–109 cm		L	42–49in	107–124 cm		XL	48–55in	122–140 cm		XXL	54–60in	137–152 cm		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Koko</th> <th>Ympärysmitta</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ERITÄIN PIENI</td> <td>26–31 in</td> <td>66–78 cm</td> <td></td> </tr> <tr> <td>PIENI</td> <td>30–37 in</td> <td>76–94 cm</td> <td></td> </tr> <tr> <td>KESKIKOKOINEN</td> <td>36–43 in</td> <td>91–109 cm</td> <td></td> </tr> <tr> <td>SUURI</td> <td>42–49 in</td> <td>107–124 cm</td> <td></td> </tr> <tr> <td>ERITÄIN SUURI</td> <td>48–55 in</td> <td>122–140 cm</td> <td></td> </tr> <tr> <td>KESTRA SUURI</td> <td>54–60 in</td> <td>137–152 cm</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Koko	Ympärysmitta			ERITÄIN PIENI	26–31 in	66–78 cm		PIENI	30–37 in	76–94 cm		KESKIKOKOINEN	36–43 in	91–109 cm		SUURI	42–49 in	107–124 cm		ERITÄIN SUURI	48–55 in	122–140 cm		KESTRA SUURI	54–60 in	137–152 cm		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Storlek</th> <th>Omkræts</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>X-SMALL</td> <td>26–31 in</td> <td>66–78 cm</td> <td></td> </tr> <tr> <td>SMALL</td> <td>30–37 in</td> <td>76–94 cm</td> <td></td> </tr> <tr> <td>MEDIUM</td> <td>36–43 in</td> <td>91–109 cm</td> <td></td> </tr> <tr> <td>LARGE</td> <td>42–49 in</td> <td>107–124 cm</td> <td></td> </tr> <tr> <td>X-LARGE</td> <td>48–55 in</td> <td>122–140 cm</td> <td></td> </tr> <tr> <td>XX-LARGE</td> <td>54–60 in</td> <td>137–152 cm</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Storlek	Omkræts			X-SMALL	26–31 in	66–78 cm		SMALL	30–37 in	76–94 cm		MEDIUM	36–43 in	91–109 cm		LARGE	42–49 in	107–124 cm		X-LARGE	48–55 in	122–140 cm		XX-LARGE	54–60 in	137–152 cm		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tamanho</th> <th>Circunferência</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>X-P</td> <td>26–31 pol</td> <td>66–78 cm</td> <td></td> </tr> <tr> <td>P</td> <td>30–37 pol</td> <td>76–94 cm</td> <td></td> </tr> <tr> <td>M</td> <td>36–43 pol</td> <td>91–109 cm</td> <td></td> </tr> <tr> <td>G</td> <td>42–49 pol</td> <td>107–124 cm</td> <td></td> </tr> <tr> <td>X-G</td> <td>48–55 pol</td> <td>122–140 cm</td> <td></td> </tr> <tr> <td>XX-G</td> <td>54–60 pol</td> <td>137–152 cm</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Tamanho	Circunferência			X-P	26–31 pol	66–78 cm		P	30–37 pol	76–94 cm		M	36–43 pol	91–109 cm		G	42–49 pol	107–124 cm		X-G	48–55 pol	122–140 cm		XX-G	54–60 pol	137–152 cm		<table border="1"> <thead> <tr> <th>尺寸</th> <th>周长</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>超小号</td> <td>26至31英寸</td> <td>66至78厘米</td> <td></td> </tr> <tr> <td>小号</td> <td>30至37英寸</td> <td>76至94厘米</td> <td></td> </tr> <tr> <td>中号</td> <td>36至43英寸</td> <td>91至109厘米</td> <td></td> </tr> <tr> <td>大号</td> <td>42至49英寸</td> <td>107至124厘米</td> <td></td> </tr> <tr> <td>加大号</td> <td>48至55英寸</td> <td>122至140厘米</td> <td></td> </tr> <tr> <td>超大号</td> <td>54至60英寸</td> <td>137至152厘米</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	尺寸	周长			超小号	26至31英寸	66至78厘米		小号	30至37英寸	76至94厘米		中号	36至43英寸	91至109厘米		大号	42至49英寸	107至124厘米		加大号	48至55英寸	122至140厘米		超大号	54至60英寸	137至152厘米	
Μέγεθος		Περίμετρεια																																																																																																																																																																																																																																					
Χ-ΜΙΚΡΟ	26–31 ιντ.	66–78 εκ.																																																																																																																																																																																																																																					
ΜΙΚΡΟ	30–37 ιντ.	76–94 εκ.																																																																																																																																																																																																																																					
ΜΕΣΑΙΟ	36–43 ιντ.	91–109 εκ.																																																																																																																																																																																																																																					
ΜΕΓΑΛΟ	42–49 ιντ.	107–124 εκ.																																																																																																																																																																																																																																					
Χ-ΜΕΓΑΛΟ	48–55 ιντ.	122–140 εκ.																																																																																																																																																																																																																																					
ΧΧ-ΜΕΓΑΛΟ	54–60 ιντ.	137–152 εκ.																																																																																																																																																																																																																																					
ΟΑΓΗΣ ΔΙΑΛΟΓΗΣ ΜΕΓΕΘΟΥΣ		Περίμετρεια																																																																																																																																																																																																																																					
Χ-ΜΙΚΡΟ	26–31 ιντ.	66–78 εκ.																																																																																																																																																																																																																																					
ΜΙΚΡΟ	30–37 ιντ.	76–94 εκ.																																																																																																																																																																																																																																					
ΜΕΣΑΙΟ	36–43 ιντ.	91–109 εκ.																																																																																																																																																																																																																																					
ΜΕΓΑΛΟ	42–49 ιντ.	107–124 εκ.																																																																																																																																																																																																																																					
Χ-ΜΕΓΑΛΟ	48–55 ιντ.	122–140 εκ.																																																																																																																																																																																																																																					
ΧΧ-ΜΕΓΑΛΟ	54–60 ιντ.	137–152 εκ.																																																																																																																																																																																																																																					
Størrelse	Omkræts																																																																																																																																																																																																																																						
EKSTRA LITEN	26–31 Tommer	66–78 cm																																																																																																																																																																																																																																					
LITEN	30–37 Tommer	76–94 cm																																																																																																																																																																																																																																					
MEDIUM	36–43 Tommer	91–109 cm																																																																																																																																																																																																																																					
STOR	42–49 Tommer	107–124 cm																																																																																																																																																																																																																																					
EKSTRA STOR	48–55 Tommer	122–140 cm																																																																																																																																																																																																																																					
EKSTRA EKSTRA STOR	54–60 Tommer	137–152 cm																																																																																																																																																																																																																																					
Rozmiar	Obwód																																																																																																																																																																																																																																						
XS	26–31in	66–78 cm																																																																																																																																																																																																																																					
S	30–37in	76–94 cm																																																																																																																																																																																																																																					
M	36–43in	91–109 cm																																																																																																																																																																																																																																					
L	42–49in	107–124 cm																																																																																																																																																																																																																																					
XL	48–55in	122–140 cm																																																																																																																																																																																																																																					
XXL	54–60in	137–152 cm																																																																																																																																																																																																																																					
Koko	Ympärysmitta																																																																																																																																																																																																																																						
ERITÄIN PIENI	26–31 in	66–78 cm																																																																																																																																																																																																																																					
PIENI	30–37 in	76–94 cm																																																																																																																																																																																																																																					
KESKIKOKOINEN	36–43 in	91–109 cm																																																																																																																																																																																																																																					
SUURI	42–49 in	107–124 cm																																																																																																																																																																																																																																					
ERITÄIN SUURI	48–55 in	122–140 cm																																																																																																																																																																																																																																					
KESTRA SUURI	54–60 in	137–152 cm																																																																																																																																																																																																																																					
Storlek	Omkræts																																																																																																																																																																																																																																						
X-SMALL	26–31 in	66–78 cm																																																																																																																																																																																																																																					
SMALL	30–37 in	76–94 cm																																																																																																																																																																																																																																					
MEDIUM	36–43 in	91–109 cm																																																																																																																																																																																																																																					
LARGE	42–49 in	107–124 cm																																																																																																																																																																																																																																					
X-LARGE	48–55 in	122–140 cm																																																																																																																																																																																																																																					
XX-LARGE	54–60 in	137–152 cm																																																																																																																																																																																																																																					
Tamanho	Circunferência																																																																																																																																																																																																																																						
X-P	26–31 pol	66–78 cm																																																																																																																																																																																																																																					
P	30–37 pol	76–94 cm																																																																																																																																																																																																																																					
M	36–43 pol	91–109 cm																																																																																																																																																																																																																																					
G	42–49 pol	107–124 cm																																																																																																																																																																																																																																					
X-G	48–55 pol	122–140 cm																																																																																																																																																																																																																																					
XX-G	54–60 pol	137–152 cm																																																																																																																																																																																																																																					
尺寸	周长																																																																																																																																																																																																																																						
超小号	26至31英寸	66至78厘米																																																																																																																																																																																																																																					
小号	30至37英寸	76至94厘米																																																																																																																																																																																																																																					
中号	36至43英寸	91至109厘米																																																																																																																																																																																																																																					
大号	42至49英寸	107至124厘米																																																																																																																																																																																																																																					
加大号	48至55英寸	122至140厘米																																																																																																																																																																																																																																					
超大号	54至60英寸	137至152厘米																																																																																																																																																																																																																																					

2. ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ & ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ
Α. Κεντράρετε το πίσω φύλλο όσο πιο χαμηλά γίνεται. Σφύρετε το φύλλο της κοιλιάς και το θωρακικό φύλλο με τον ίδιο τρόπο χρωτάει να να βρεθείτε στις πιο νόρθηκες και το φύλλο είναι στον κεντρικό άξονα του ασθένους.
B. Για υψηλότερους ασθενείς, προσθέστε την προέκταση της ράβδου στην θήκη του κοιλιακού φύλλου. Επαναφέρετε το κομμάτι στη θέση του ανασηκωνόντας το και σπρώξτε το αλومυνοειδές στυλίδιο έτσι να κοίτη να κλειδώσει στην κατάλληλη τρύπα.
C. Για να justare το θωρακικό φύλλο μέσο στη σχισμή ρύθμισης μεγέθους στην εσωτερική πλευρά του σώματος, ορίστε το κομμάτι με το σχήμα του φύλλου προς τα μέσα και σφκώστε η χρημικώστε το θωρακικό μεζάριακο άσος όπως θέτετε.

3. ΣΦΟΙΜΟ
Τραβήξτε δυνατά μακριά από το σώμα. Χρξίστε περισσότερο από όσο χρειάζεται και στην συνέχεια χαλαρώστε να να επιτύχετε την κατάλληλη εφαρμογή. Τραβήξτε το αριστερό δαχτυλίδι για να σφκίστε χαμηλότερο, τραβήξτε το δεξί για να σφκίστε ψηλότερο όσο χρειάζεται.

4. ΛΟΥΡΙΑ
Α. Συνδέτε τα λουρία ελέγχου μαχαίλης στο θωρακικό μεζάριακο.
B. Τραβήξτε τα λουρία ελέγχου μαχαίλης για να σφκίστε όσο χρειάζεται.
C. Τα λουρία ελέγχου μαχαίλης και το θωρακικό μεζάριακο θα πρέπει να εφαρμοστούν σταθερά στην ανατομία του ασθένους.
D. Τα λουρία ελέγχου μαχαίλης μπορούν να τοποθετηθούν έτσι πο να εφαρμόzουν επίλυση στους ώμους.

TIMEHDS: Εάν χρειάζεται, το στυλίδιο στήριξης μπορεί να κομωθεί για να εξοραλιστεί κατάλληλη εφαρμογή.

5. ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΑΝΟ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΟΝΟ
Εάν χρειάζονται ακρόφες, προσθέστε μία ακρόφα στην άκρη του λουρίου και ασφαλίστε την ακρόφα. Συνδέστε τις ακρόφες στο επάνω μέρος του πίσω φύλλου TLSO.

6. ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ
Το προϊόν αυτό μπορεί να τροποποιηθεί σε μεγάλο βαθμό από κάποιο άτομο με εμπειρία. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε το www.aspenmp.com/education/product-modifications.

7. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΦΥΛΛΩΝ
Α. Όταν χρειάζεται, μειώστε το οριζικό πάχος του πίσω φύλλου αφαιρώντας το από την θήκη και χρησιμοποιώντας τις γραμμές κόπης για να το κόψετε στο κατάλληλο μήγεθος.
B. Η τοποθέτηση των πλευρικών φύλλων μπορεί να ρυθμιστεί στην θήκη ή να περικοπεί για να αντιστοιχίσει στις πιο κατάλληλες ερωτήσεις. Πασιεντες που ikke har lov til å bruke en støtte i henhold til medicinske instruksjoner.

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ
Ο περιορισμός της κίνησης και η σταθεροποίηση του θωρακικού τμήματος οσφυϊκής μοίρας-κερού οστού της σπονδυλικής στήλης.

ΕΛΕΓΧΕΙΣ
Μετρήστε την πίεση στην καρδιά. Εγκυλιώστε τις διαστάσεις. Διαγνώστε τον όγκο ή κήλη μιας αρτηρίας ή φλέβας. Διαγνώστε κατάγματα. Σπονδυλολυση. Σπονδυλολυση. Σπονδυλική στένωση, Κύφωση, Σπονδυλωση (Οστεοαρθρίτις/Εγκυλιωτική αρθρίτις).

ΑΝΤΙΕΠΙΣΕΙΣ
Υπερευαίσθησια ή αλλεργίες σε οποια από τα υλικά από τα οποία είναι φτιαγμένους ο νάρθηκες, ολιθμία του λυμφατικού αυτού κυκλοφορούν από κυκλοφορικής διαταραχές, Αοθενές που δεν τους επιτρέπεται να φορούν νάρθηκες σύμφωνα με ιατρικές οδηγίες.

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ. Θα πρέπει να προηγηθεί αυστηρή εκπαίδευση στην χρήση αυτού της συσκευής πριν την χρήση της. Οι οδηγίες αυτές είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα www.aspenmp.com ή στην εγχειρίδιο του προϊόντος. Αποφύγετε να χρησιμοποιείτε τις συσκευές αυτές, εάν είστε έγκυος ή έχετε υποστεί πρόσφατα μια εγκυμοσύνη.

ΑΝΤΙΕΠΙΣΕΙΣ
Υπερευαίσθησια ή αλλεργίες σε οποια από τα υλικά από τα οποία είναι φτιαγμένους ο νάρθηκες, ολιθμία του λυμφατικού αυτού κυκλοφορούν από κυκλοφορικής διαταραχές, Αοθενές που δεν τους επιτρέπεται να φορούν νάρθηκες σύμφωνα με ιατρικές οδηγίες.

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ. Θα πρέπει να προηγηθεί αυστηρή εκπαίδευση στην χρήση αυτού της συσκευής πριν την χρήση της. Οι οδηγίες αυτές είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα www.aspenmp.com ή στην εγχειρίδιο του προϊόντος. Αποφύγετε να χρησιμοποιείτε τις συσκευές αυτές, εάν είστε έγκυος ή έχετε υποστεί πρόσφατα μια εγκυμοσύνη.