

NEU!

Aspen Hinged Wrist

**Handgelenkorthese zur Immobilisierung
in zwei Bewegungsrichtungen**

HMV Nr. 23.07.02.6003

Universalgröße

645011

Die Aspen Handgelenkorthese ist das ideale Produkt für Patienten mit einer Handgelenkverletzung. Insbesondere nach distalen Radiusfrakturen kann die Aspen Hinged Wrist die nach einer operativen Behandlung notwendige Ruhigstellung sicherstellen oder bei konservativen Behandlungen den Gips ersetzen. Das universelle Design ermöglicht die Anwendung am rechten oder linken Handgelenk. Das einfache Verschlusssystem erleichtert das An- und Ausziehen und sorgt so für ein mehr an Komfort, nicht nur für den Patient, sondern auch für den Arzt bei den Kontrolluntersuchungen. Der Aluminiumrahmen kann für einen sicheren Sitz am Unterarm, Handgelenk und der Hand des Patienten individuell angepasst werden. Die Aspen Handgelenkorthese kann entweder in Flexion oder Streckungskontrolle angewendet werden, um eine Vielzahl von Verletzungen angemessen zu behandeln.





Stützgurt
Er verhindert laterale Bewegungen.



Gelenkeinstellung
Das im Bewegungsumfang einstellbare Gelenk ermöglicht die ideale Kontrolle der Extensions- und Flexionsbewegungen.



Einfaches Schnürsystem
Dieses Verschlussystem ermöglicht ein einfaches und schnelles An- und Ablegen der Orthese.



Geformte Zuglaschen
Die Universalgröße ermöglicht eine Anpassung in der Größe für die meisten Patienten.



Indikationen

Schädigungen der Hand im Handgelenksbereich

- Zur Ruhigstellung des Handgelenks mit freier Bewegung der Finger

Alle Indikationen, bei denen eine Ruhigstellung des Handgelenks in einstellbaren Positionen und mindestens zwei Bewegungsrichtungen bei freier Fingerbeweglichkeit notwendig ist, wie z. B.

- Präoperativ
- Postoperativ
- Posttraumatisch
- Radiusfrakturen
- Entzündungen
- Degeneration

Produktinformation

Aspen Hinged Wrist Universalgröße

Art.-Nr.

645011