

Jura CMC

Daumenorthese

Daumenorthese zur Immobilisierung des Sattel- und/oder Grundgelenks.

HMV Nr. 23.07.01.1063

Die Jura CMC Daumenorthese bietet eine einstellbare Unterstützung für das Karpometakarpalgelenk (CMC) des Daumens. Die innere, kalt formbare Aluminiumstütze bietet zusätzliche Unterstützung und Stabilität für die Daumenbasis bei gleichzeitigem hohen Tragekomfort.

Indikationen:

- Postoperativ
- Posttraumatisch
- Degeneration
- Osteoarthritis des Karpometakarpalgelenks des Daumens
- Verletzungen/Erkrankungen der Weichgewebe



Größe	Umfang Mittelhand
S	14cm - 15cm
M	16.5cm - 18cm
L	20cm - 21.5cm



Größe	Art-Nr. links	Art-Nr. rechts
S	JURACMC/13	JURACMC/23
M	JURACMC/15	JURACMC/25
L	JURACMC/17	JURACMC/27