


## Aspen Vista™ MultiPost Therapie Zervikalorthese

Die Aspen Vista MultiPost Therapie Zervikalorthese wurde entwickelt, um Symptome wie zervikogene Kopfschmerzen oder auch okzipitale Neuralgien zu behandeln. Unser einzigartiges Produkt bietet Ihnen:


- Eine konservative Behandlungsmethode ohne Narkose
- Hitze-/Kältetherapie zur Behandlung von nerveneinklemmenden Muskelverspannungen
- Das NEWmatix System™ zur Symptomlinderung
- Eine aktive Behandlung, die täglich nur wenige Minuten in Anspruch nimmt und bequem zuhause durchgeführt werden kann



### Die Folgen einer schlechten Kopfhaltung

Lesen, Computerarbeit und die Verwendung von Mobiltelefonen sind oftmals der Grund einer schlechten Kopfhaltung, da man dabei den Kopf nach vorne streckt und die Halswirbelsäule aus ihrer natürlichen Position bringt. Dadurch wirkt die Schwerkraft stärker und die Nackenmuskulatur wird überanstrengt. Für jeden Zentimeter, den man den Kopf nach vorne streckt, muss die Nackenmuskulatur ca. zwei Kilogramm mehr Gewicht tragen (Dr. Adalbert I. Kapandji, Autor von „The Physiology of the Joints“).<sup>1</sup>

1. <http://www.livestrong.com/article/194814-how-to-fix-forward-head-posture/>. Veröffentlicht 2015. Zugriff 13. Juni 2016.



### System zur aktiven Kompressionsstufeneinstellung

Die Vista MultiPost Therapie Zervikalorthese stützt den Nacken und fördert so eine bessere und natürlichere Kopfhaltung, die zur Entlastung von Bandscheiben und Nerven sowie zur Schmerzlinderung beiträgt. Mit dem Aspen Therapie-Gelkissen für Hitze-/Kältetherapie kann die Kompression punktgenau angesetzt und dadurch Entzündungen und Muskelverspannungen bekämpft werden.

**The Aspen Advantage Symbol**  
Eine innovative Zukunft verfügbar nur bei Aspen



**Drehbare Okzipitalplatten**

Durch die gepolsterten Platten kann der Stützgrad im Bereich des Hinterkopfes eingestellt werden.



**Eingebaute Luftpumpe**

Die leicht erreichbare Luftpumpe und das Druckablassventil erlauben es den Patienten, die für sie richtige Kompressionsstufe schnell und problemlos einzustellen.



**Verstellbare Universalgröße**


Das patentierte Größenverstellsystem bietet sechs verschiedene Einstellmöglichkeiten für eine Vielzahl von unterschiedlichen Patientenanatomien und erlaubt die problemlose Anpassung direkt am Patienten.



DAS  
NEWMATIX™  
SYSTEM  
THERAPIE-  
GELKISSEN

**Aktive Beeinflussung der Kompressionsstufe**

Die Vorrichtung dient als therapeutische Halsstütze und trägt aktiv zu einer natürlicheren Nackenhaltung bei. Durch die NEWmatix™-Kompressionskissen werden Wirbelsäule, Bandscheiben und Nerven entlastet – und so die Heilung und Linderung von Symptomen unterstützt.



**Zielgenaue Therapie**

Das Aspen Therapie-Gelkissen für Hitze- und Kältetherapie wurde zur Linderung von Entzündungen und Krämpfen entwickelt. Durch die Positionierung in der Nackenplatte kann die Kompression genau an den gewünschten Stellen angesetzt werden.

Aspen Vista™ MultiPost Therapie Zervikalorthese

984250

Aspen Vista™ MultiPost Therapie Zervikalorthese Ersatzpolster

984252

Aspen Vista™ MultiPost Therapie Zervikalorthese Ersatz Kinnpolster

984255

Aspen Vista™ MultiPost Therapie Zervikalorthese Ersatz Gelkissen

984257