

NEU!

Aspen M2 AFO Fußheberorthese


Dynamische Fußheberorthese

HMV Nr.: 23.03.02.6037

Nach mehr als 2 Millionen Zyklen von Tests (das entspricht einer Nutzungsdauer von ca. 2 Jahren), hat sich die Aspen M2 AFO™ Fußheberorthese als langlebig für den längeren Einsatz erwiesen. Sie erleichtert ein normales Gangbild und bringt mehr Balance. Das leichte und komfortable Design bietet idealen Halt mit einer Verbesserung der Abrollbewegung.

Indikationen: Teillähmung der Fußhebermuskulatur durch z. B.:

- Apoplexie (Schlaganfall)
- Guillain-Barré-Syndrom
- Multiple Sklerose
- Muskeldystrophie
- Charcot-Marie-Tooth
- Polyneuropathie
- Postpolio-Syndrom
- Schädelhirntrauma (SHT)
- Spina Bifida
- Wirbelsäulenauffektion
- Zerebralparese




Kohlefaser
Erzeugt dynamische Kräfte für bequemes Gehen.



**360°
zuschneidbare
Fußplatte**
Kann an die Anatomie und Schuhe der meisten Patienten angepasst werden.



Weiche Polsterung
Bietet Komfort für den ganzen Tag.



Mittlerer Flex
Erfüllt die meisten Patientenanforderungen für verbesserte Leistung.

