

Ascender Post-OP ROM Knieorthese

Knieorthese zur Mobilisierung.

HMV Nr. 23.04.02.0042

Die Ascender Telescopic ROM Knieorthese wird in einer Universalgröße angeboten. Die Knieorthese kann in der Länge und im Bewegungsumfang den Patientenanforderungen entsprechend angepasst werden. Die leichte Bauweise sorgt für einen hohen Tragekomfort. Die hohe Stabilität für eine optimale Immobilisierung des Knies.

- Maximale Stabilisierung, minimales Gewicht
- Rahmen aus hochwertig eloxierten Aluminium
- Einfache Handhabung der Verschlüsse für leichtes An- und Ablegen der Orthese
- Werkzeuglose Einstellung des Bewegungsumfangs und Orthesenlänge

Indikationen:

- Postoperativ
- Ruhigstellung nach Knieverletzungen und anschließender Mobilisierung
- Verletzungen der Kniebänder



Extensions- und Flexionswinkel

Lassen sich durch ein Stecksystem ohne Werkzeuge einstellen.



Universalgröße

Längenbereich 44cm - 70cm.



Schnellverschlussystem

Sicheres und einfach zu bedienendes Verschlussystem.



Stabiler Riemenverschluss

Läßt sich einfach individuell an die Patientengröße anpassen.

Größe

Universal

Art-Nr.

ASC/10