

Jura Handgelenkorthese

Handgelenkorthese zur Immobilisierung in zwei Bewegungsrichtungen.

HMV Nr.: 23.07.02.4066

Die Jura Handgelenkorthese ist zur Immobilisierung des Handgelenks in zwei Bewegungsrichtungen (ulnar/radial und dorsal/palmar) bei freier Beweglichkeit der Finger und des Daumens.

Die vorgeformten Aluminiumschienen (können bei Bedarf noch individuell angepasst werden) sorgen zusammen mit den Klettverschlüssen für eine sichere und passgenaue Ruhigstellung des Handgelenks und ein einfaches An- und Ablegen der Orthese. Die Orthese hat eine Gesamtlänge von 18cm.

Indikationen:

- Präoperativ/postoperativ
- Stabile Frakturen
- Verstauchungen/Zerrungen
- Verletzungen und Erkrankungen der Weichgewebe
- Arthritis
- Periphere Nervenpathologien



Größe	Handgelenkumfang
XS	<15cm
S	15-17cm
M	17-19cm
L	19-22cm
XL	23-25cm

Größe	Art-Nr. links	Art-Nr. rechts
XS	JRWB/12	JRWB/22
S	JRWB/13	JRWB/23
M	JRWB/15	JRWB/25
L	JRWB/17	JRWB/27
XL	JRWB/18	JRWB/28

Jura Handgelenkorthese - Lang



Handgelenkorthese zur Immobilisierung in zwei Bewegungsrichtungen.

HMV Nr.: 23.07.02.4066

Die Jura Handgelenkorthese - Lang ist zur Immobilisierung des Handgelenks in zwei Bewegungsrichtungen (ulnar/radial und dorsal/palmar) bei freier Beweglichkeit der Finger und des Daumens.

Die vorgeformten Aluminiumschienen (können bei Bedarf noch individuell angepasst werden) sorgen zusammen mit den Klettverschlüssen für eine sichere und passgenaue Ruhigstellung des Handgelenks und ein einfaches An- und Ablegen der Orthese. Die Jura Handgelenkorthese - Lang hat eine Gesamtlänge von 23cm und bietet so noch mehr Stabilität und Immobilisierung des Handgelenks wenn erforderlich.

Indikationen:

- Präoperativ/postoperativ
- Stabile Frakturen
- Verstauchungen/Zerrungen
- Verletzungen und Erkrankungen der Weichgewebe
- Arthritis
- Periphere Nervenpathologien

Größe	Handgelenkumfang
XS	<15cm
S	15-17cm
M	17-19cm
L	19-22cm
XL	23-25cm

Größe	Art-Nr. links	Art-Nr. rechts
XS	JRWBL/12	JRWBL/22
S	JRWBL/13	JRWBL/23
M	JRWBL/15	JRWBL/25
L	JRWBL/17	JRWBL/27
XL	JRWBL/18	JRWBL/28