

Jura Handgelenk Daumen

**Handgelenkorthese mit Daumenfixierung
zur Immobilisierung.**

HMV Nr. 23.07.02.2040



Die Jura Handgelenk Daumen ist eine Orthese zur Ruhigstellung des Handgelenks mit Daumenfixierung bei freier Beweglichkeit der Finger. Die Jura Handgelenk Daumen Orthese ist aus festem, unelastischem, textilem Material gefertigt, umschließt das Handgelenk, die Mittelhand und einen Teil des Unterarms sowie den Daumen. Durch eine starre Verstärkung, die bis zur Mittelhand und dem handgelenksnahen Unterarm reicht, werden Handgelenk und Daumengelenk ruhiggestellt. Ein regulierbarer Verschluss ermöglicht die individuelle Einstellbarkeit.

Indikationen:

- Arthritis
- Verstauchungen und Zerrungen
- Verletzungen und Erkrankungen der Weichgewebe
- Instabilitäten
- Präoperativ/Postoperativ
- Posttraumatisch

Größe	Handgelenkumfang
XS	<15cm
S	15-17cm
M	17-19cm
L	19-22cm
XL	23-25cm

Größe	Art-Nr. links	Art-Nr. rechts
XS	JRWTB/12	JRWTB/22
S	JRWTB/13	JRWTB/23
M	JRWTB/15	JRWTB/25
L	JRWTB/17	JRWTB/27
XL	JRWTB/18	JRWTB/28