

Lancaster

Schultergelenkorthese

**Schultergelenkorthese zur
Immobilisierung in definierter Position.**

HMV Nr. 23.09.01.0098

Die Lancaster Schultergelenkorthese wird zur Ruhigstellung und Immobilisierung des Schultergelenks in definierter Position eingesetzt. Eine Armschlinge mit einem mit Klettverschluss befestigten Schaumstoff stützt den Arm von Handgelenk zu Humerus ab. Zwei anpassbare Schnallen befestigen den Schultergurt am Körpergurt, sodass der Arm nah zum Körper gehalten wird. Ein universelles Design ist für den rechten und linken Arm geeignet. Auch in pädiatrischer Größe verfügbar.

Indikationen:

- Präoperativ/Postoperativ
- Posttraumatisch
- Entzündungen
- Degeneration
- Brachialplexus oder peripherer Nerv



Größe

Art-Nr.

Universelle

LSS/10