

# Universal Plantarfasziitis Orthese

## Fußlagerungsorthese

HMV Nr. 23.03.01.0023

Hält den Fuß in Dorsalflexion und ermöglicht die Belastung von Weichgewebe der Plantarfaszie und der Achillessehne. Leicht anpassbar mit doppelten Klettverschlüssen und zusätzlichen Keilen (3 Stück werden der Lieferung beigelegt).

Indikationen:

- Schmerzen z.B. im Zusammenhang mit Plantarfasziitis
- Achillessehnenentzündung



Größe	Schuhgröße (EU)
S	35 - 38
M	38.5 - 42.5
L	43 - 45

Größe	Art-Nr.	Art-Nr. Ersatzfutter
S	UFO/S	UFO/S-L
M	UFO/M	UFO/M-L
L	UFO/L	UFO/L-L