

Jura 3P. Immobilisierungen - Knieorthese

Knieorthese zur Immobilisierung, gerade und gebeugt.

HMV Nr. 0°: 23.04.01.0028 | 20°: 23.04.01.1018

Eine Knieorthese mit drei Platten, Gurten und Streben zur Ruhigstellung des Kniegelenks.

- Universelle Kniestütze mit drei Platten
- Rücklaufende Klettverschlüsse
- Entfernbare Aluminiumstreben
- Patella-Aussparung

Indikationen:

Alle Indikationen, bei denen eine Ruhigstellung des Kniegelenks in gestreckter Position notwendig ist, wie z.B.:

- Prä-/Postoperativ
- Posttraumatisch
- Konservative Behandlung des Kniegelenks
- Verletzungen der Weichteile



Immobilisiert das Kniegelenk in gestreckter (0°) oder gebeugter (20°) Stellung
Nach einem Trauma, einer Operation oder Verletzungen des Weichgewebes.

Größe	Länge der Schiene	0° Art-Nr.	20° Art-Nr.
XXXS	30cm	JTI/12	JTI/12/20D
XXS	36cm	JTI/14	JTI/14/20D
XS	41cm	JTI/16	JTI/16/20D
S	46cm	JTI/18	JTI/18/20D
M	51cm	JTI/20	JTI/20/20D
L	56cm	JTI/22	JTI/22/20D
XL	60cm	JTI/24	JTI/24/20D
XXL	66cm	JTI/26	JTI/26/20D
XXXL	71cm	JTI/28	JTI/28/20D